

ПРОТОКОЛ № 12

Об итогах закупок способом запроса ценовых предложений Объявление № 9

г. Кокшетау

« 12 » февраля 2022 г

Проведение процедуры закупа в соответствии главы 9, п. 92 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

1. По объявлению № 9 были предоставлены следующие заявки от потенциальных поставщиков:

- ТОО «Интермедика Алматы», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «10» час «30» мин 14.02.2022 года вх. № 23-01-27;


№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол -во	Цена за единицу	Предлагаемые цены потенциальных поставщиков
						ТОО «Интермедика Алматы»
1	Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбиновый реагент (для реагента фибриногена) 6х2мл + плазма для определения фибриногена 1х1мл + Буфер имидазоловый 2х75мл для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Набор реагентов для определения содержания фибриногена (Тромбин для определения содержания фибриногена 6х2мл, Референсная плазма для определения фибриногена 1х1мл, Буфер имидазоловый 2х75мл; HT-Coag Fibrinogen Assay kit (Thrombin Reagent (for Fib Assay) 6х2мл, Fibrinogen Reference Plasma 1х1мл, Immiduzole Buffered Saline 2х75мл; Состав и описание изделия: Набор для Определения Фибриногена #HT-Coag-FGN-12: Тромбин реагент (для определения фибриногена) 6х2.0 мл Референсная плазма (для определения фибриногена) 1х1.0мл Раствор имидазолового буфера (IBS) 2х75.0мл Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп.	уп	20	45 400,00	44 800,00

		Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия, до конца срока годности, для полуавтоматического коагулометра TS4000				
2	Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид CaCl 5х2мл для полуавтоматического коагулометра TS4000	Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид CaCl 5х2мл. Состав и описание изделия: АЧТВ реагент 5х2.0мл. АЧТВ реагент: 0,1 мМ эллаговой кислоты, буферы, соли и стабилизаторы. Кальция хлорид CaCl 5х2мл. Кальция хлорид (0.025М). Кальция хлорид (0.025 М): 0,025М раствор хлорида кальция, 0,1% азида натрия и стабилизаторы. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!!! 2. При открытий реагент стабилен в течении 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	20	11 500,00	6 800,00
3	Набор реагентов для определения Тромбинового времени 5х2мл)/ HT-Coag Thrombin Time Reagent kit , 5х2ml для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Набор реагентов для определения Тромбинового времени(, 5х2мл, 5)/ HT-Coag Thrombin Time Reagent kit , 5х2ml Состав и описание изделия: Тромбин реагент: 5х2мл. Тромбин реагент содержит жидкий стандартизованный бычий тромбин, бычий альбумин, буферы и стабилизаторы. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного	уп	40	17 930,00	16 800,00

		производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия, до конца срока годности для полуавтоматического коагулометра TS4000				
4	Набор реагентов для определения Протромбинового Времени (5x2мл.)/ HT-Coag PT Reagent kit (5x2ml) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Набор реагентов для определения Протромбинового Времени (5x2мл.)/ HT-Coag PT Reagent kit (5x2ml) Состав и описание изделия: Набор 5x2 мл ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1 мкг/мл), фосфолипиды, кальция хлорид, буферы, соли и стабилизаторы. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытии реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия, до конца срока годности для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	40	12 750,00	8 800,00
5	Шарики для фиксации времени образования сгустка (700шт/уп) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе. Материал изготовления: металл. Вес шарика: 55 мг. Размер шарика (диаметр): 0,24 см. Количество шт в уп: 700 шт/уп. Срок работы: 5 лет. для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	15	40 750,00	40 750,00

6	Реакционные кюветы для полуавтоматического коагулометра TS4000	Назначение: Емкость для измерения свертываемости крови. Материал изготовления: пластик. Вес кюветы: 2,94 г. Вид кювет: Соединены по 4 штуки. Размеры блока кювет (выс * длина * ширина): 30 * 65 * 16 мм. Линейные размеры ячейки кюветы (длина * ширина): 12 * 12 мм. Количество штук в упаковке: 700 шт/уп. Срок годности: не ограничен. для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	15	76 770,00	76 770,00
7	Плазма-калибратор, набор реагентов (1x1ml) / HT-Coag Calibration Plasma kit (1x1ml) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Плазма-калибратор, набор реагентов (1x1ml) / HT-Coag Calibration Plasma kit (1x1ml) Состав и описание изделия: Калибровочная плазма Фасовка 1x1 мл Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. 2. При открытии реагент стабилен в течении 8 часов при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	4	10 800,00	10 800,00
8	Контроль 1, набор реагентов (1x1мл.) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1мл.) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Контроль 1, набор реагентов (1x1мл.) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1мл.) Состав и описание изделия: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3 дают удлиненные относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также	уп	4	10 800,00	10 800,00






		содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп, для полуавтоматического коагулометра TS4000				
9	Контроль 2, набор реагентов (1x1мл) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1ml) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Контроль 2, набор реагентов (1x1мл) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1ml) Состав и описание изделия: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3 дают удлиненные относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8 Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп, для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	4	10 800,00	10 800,00

2. По лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 признать победителем ТОО «Интермедика Алматы» в соответствии с пунктом 100 Правил;

3. В соответствии с п. 102 Правил победителю предоставить заказчику или организатору закуп в течении десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;

4. Заказчику заключить договор с победителем в сроки указанные в п. 103, 104 Правил;

5. Организатору закупок разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodb.akmol.kz
6. За данное решение проголосовали:
7. За – 5 (пять) голосов (Сабыралiev С.Н., Кусайнова Ф.С., Елеусизова У.С., Айткужина С.Е., Ахметова К.А.)
8. Против: нет.
9. Отсутствуют: нет.

Сабыралiev С.Н.			Директор
Кусайнова Ф.С.			Заместитель директора по финансам
Елеусизова У.С.			Руководитель отдела ПА и ГЗ
Айткужина С.Е.			Заведующая аптекой
Ахметова К.А.			Главная медсестра
Даулетбекова А.К.			Секретарь