

ПРОТОКОЛ № 11
Об итогах закупки способом запроса ценовых предложений
Объявление №12

г. Кокшетау

«10» февраля 2023г.

Проведение процедуры закупки в соответствии Главы 10 Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375.

1. По объявлению №12 были предоставлены следующие заявки потенциальных поставщиков:

- ТОО «Win Time», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «10» час «45» мин 07.02.2023 года вх. №37-01-27;

- ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ», дата и время предоставления конверта с ценовым предложением: «16» час «55» мин 08.02.2023 года вх. №41-01-27;

№ лота	МНН, наименование ЛС, ИМН	Техническая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	ТОО «Win Time»	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»
1	Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбиновый реагент (для реагента фибриногена) 6x2мл + плазма для определения фибриногена 1x1мл + Буфер имидазоловый 2x75мл для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Набор реагентов для определения содержания фибриногена (Тромбин для определения содержания фибриногена 6x2мл, Референсная плазма для определения фибриногена 1x1мл, Буфер имидазоловый 2x75мл; NT-Coag Fibrinogen Assay kit (Thrombin Reagent (for Fibr Assay) 6x2мл, Fibrinogen Reference Plasma 1x1мл, Imidazole Buffered Saline 2x75мл; Состав и описание изделия: Набор для Определения Фибриногена #NT-Coag-FGN-12: Тромбин реагент (для определения фибриногена) 6x2.0 мл Референсная плазма (для определения фибриногена) 1x1.0мл Раствор имидазолового буфера (IBS) 2x75.0мл Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ	уп	15	45 400,00		45 400,00

		ЗАМОРАЖИВАТЬ!			
		2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя.			
		Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп.			
		Реагенты предразведенные, готовые к использованию.			
		Срок стабильности после вскрытия, до конца срока годности для полуавтоматического коагулометра TS4000			
		Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид СаСl 5х2мл.			
		Состав и описание изделия:			
		АЧТВ реагент 5х2.0мл.			
		АЧТВ реагент: 0,1 мм элаговой кислоты, буферы, соли и стабилизаторы.			
		Кальция хлорид СаСl 5х2мл.			
		Кальция хлорид (0,025M). Кальция хлорид (0.025 M): 0,025M раствор хлорида кальция, 0,1% азида натрия и стабилизаторы.			
		Условия хранения:			
		1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!!!			
		2. При открытий реагент стабилен в течении 30 дней при температуре + 2 до + 8.			
		Контроли и реагенты одного производителя.			
		Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого			
2	Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид СаСl 5х2мл для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	15	11 500,00	11 500,00

		производится закуп.				
	Реагенты предназначенные, готовые к использованию для полуавтоматического коагулометра TS4000					
3	Набор реагентов для определения Тромбинового времени 5х2мл)/ NT-Coag Thrombin Time Reagent kit, 5х2ml для полуавтоматического коагулометра TS4000 Название изделия медицинского назначения: Набор реагентов для определения Тромбинового времени (5х2мл, 5)/ NT-Coag Thrombin Time Reagent kit, 5х2ml Состав и описание изделия: Тромбин реагент: 5х2ml, Тромбин реагент содержит жидкий стандартизованный бычий тромбин, бычий альбумин, буферы и стабилизаторы. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытий реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предназначены, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия, до конца срока годности для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	14	17 930,00		17 930,00
4	Набор реагентов для определения Протромбинового Времени (5х2мл,)/ NT-Coag PT Reagent kit Название изделия медицинского назначения: Набор реагентов для определения Протромбинового Времени (5х2мл,)/ NT-Coag PT Reagent kit (5х2ml) Состав и описание изделия:	уп	20	12 750,00		12 750,00

	(5x2ml) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Набор 5×2 мл ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1 мкг/мл), фосфолипиды, кальций хлорид, буферы, соли и стабилизаторы. Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытии реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия, до конца срока годности для полуавтоматического коагулометра TS4000					
5	Шарики для фиксации времени образования сгустка (700шт/уп) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе. Материал изготовления: металл. Вес шарика: 55 мг. Размер шарика (диаметр): 0,24 см. Количество шт в уп: 700 шт/уп. Срок работы: 5 лет для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп	12	40 750,00	31 000,00	40 750,00
6	Реакционные коветы для полуавтоматического коагулометра TS4000	Назначение: Емкость для измерения свертываемости крови. Материал изготовления: пластик. Вес коветы: 2,94 г. Вид ковет: Соединены по 4 штуки. Размеры блока ковет (выс * длина * ширина): 30 * 65 * 16 мм. Линейные размеры ячейки коветы (длина * ширина): 12 * 12 мм. Количество штук в упаковке: 700 шт/уп. Срок годности: не ограничен, для полуавтоматического	уп	4	76 770,00	55 000,00	76 770,00

	коагулометра TS4000				
	Название изделия медицинского назначения: Плазма-калибратор, набор реагентов (1x1мл) / HT-Coag Calibration Plasma kit (1x1мл) Состав и описание изделия: Калибровочная плазма Фасовка 1x1 мл Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. 2. При открытии реагент стабилен в течении 8 часов при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. для полуавтоматического коагулометра TS4000				
7	Плазма-калибратор, набор реагентов (1x1мл) / HT-Coag Calibration Plasma kit (1x1мл) для полуавтоматического коагулометра TS4000	уп 2 10 800,00 10 800,00			
8	Контроль 1, набор реагентов (1x1мл.) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1мл.) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Контроль 1, набор реагентов (1x1мл.) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1мл.) Состав и описание изделия: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3 дают удлиненные относительно уп 2 10 800,00 10 800,00			

		нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытии реагент стабилен в течении 30 дней при температуре + 2 до + 8. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. для полуавтоматического коагулометра TS4000					
9	Контроль 2, набор реагентов (1х1мл) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1 ml) для полуавтоматического коагулометра TS4000	Название изделия медицинского назначения: Контроль 2, набор реагентов (1х1мл) / HT-Coag Control 1 Reagent kit (1x1 ml) Состав и описание изделия: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3 дают удлиненные относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Условия хранения: 1. Реагент хранить при температуре + 2 до + 8. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 2. При открытии реагент стабилен в течении 30 дней при температуре + 2 до + 8	уп	2	10 800,00		10 800,00

	Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. для полуавтоматического коагулометра TS4000						
--	---	--	--	--	--	--	--

2. По лотам №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 признать победителем **ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»** в соответствии с пунктом 139 Правил. Ценовое предложение **ТОО «Win Time»** по лотам №№5,6 - отклонить, в соответствии с пунктом 136 Правил, ввиду отсутствия документов, подтверждающих права юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры. А также ввиду несоответствия в ценовом предложении торгового наименования медицинское изделие наименованию медицинского изделия, указанному в объявлении.
3. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали потенциальные поставщики: **нет**.
4. Организатору закупки разместить текст протокола на интернет ресурсе www.aodb.akmol.kz
5. За данное решение проголосовали:
6. За – 5 (пять) голосов (Есимсеитова А.К., Кусаинова Ф.С., Жанабеков Р.М., Жусупова А.К., Бекужинова С.Ж.)
7. Против: нет
8. Отсутствуют: нет

Есимсеитова А.К. _____ И.о.директора

Кусаинова Ф.С. _____ Заместитель директора по финансам

Жанабеков Р.М. _____ Руководитель отдела ПА и ГЗ

Жусупова А.К. _____ И.о.заведующей аптекой

Бекужинова С.Ж. _____ Главная медсестра

Каликулова Г.Н. _____ Секретарь